



Informace k ukládání vzorků do kryobanky

Pokyny pro uživatele:

Ampule se do Dewarových nádob budou ukládat v kryoboxech o rozměrech 10 x 10 ampulí a 5 x 5 ampulí.

Kryoboxy nejsou součástí kryobanky a každý uživatel si je pořizuje sám, dle specifikace kryoskladu. (skupiny přecházející z ÚMG- mají možnost si krabičky v omezeném množství vyzvednout u servisu kryobanky zdarma)

Specifikace

- plastové kryoboxy 10 x 10 s víkem o maximálních rozměrech:š.h.v. 134 x 134 x 55 mm
- plastové kryoboxy 5 x 5 s víkem o maximálních rozměrech:š.h.v. 77 x 77 x 55 mm

Plast dlouhodobě odolný prostředí kapalného dusíku. Horní díl průhledný a s vyznačenými pozicemi, dolní díl s pořadačem kryozkumavek.

Nejlépe Nalgene: <http://www.pharma.cz/component/redshop/362/446/7-krabicky-pro-skladovani-a-zamrazovani/P-pc-krabicky-2-na-10-x-10-ks-kryozkumavek-nalgene>

Kryoboxy budou uživatelem předány pracovníci servisu, která je označí nezaměnitelným číslem dle systému ukládání vzorků v kryobance a přidělí uživateli pozice stojanů v Dewarových nádobách.

Všichni uživatelé, kteří budou manipulovat se zařízením kryobanky (včetně stáčecích míst), musí projít proškolením pro práci s tekutým dusíkem. Až po tomto školení jim bude vydán čip s navolenými právy. Školení, vydávání čipů a navolení jednotlivých práv pro kryobanku, zajišťuje kryoservis.

Pokyny pro proškolení uživatelů práce s tekutým dusíkem, platí i pro kryobanku v objektu SO 002.